

- ▶ Probenahme
- ▶ Probenteilung
- ▶ Probenaufbereitung
- ▶ Feuchte & Analyse
- ▶ Laborgeräte
- ▶ Silo-Temperatur



Products > Laboratory equipment > Bulk density

## Hecto

Getreideprober (Schüttdichte) - Chondrometer 0,5 ltr.

- robuste Bauart (Edelstahl)
- einfache Bedienung
- handlich und netzunabhängig
- übersichtlich in formschönem Koffer
- genaue Meßwerte
- gute Reproduzierbarkeit
- bis zu fünfmal schneller als herkömmliche mechanische Bestimmungen

### Bestimmung

Getreidemuster fällt hinter dem Vorlaufkörper in das Chondrometer. Das komplette Chondrometer wird auf der kompakten Digitalwaage verwogen. Anschließend erfolgt die Bestimmung der Schüttdichte (kg/hl) der einzelnen Getreidearten aus der Korrekturtabelle.

Durch günstigen Anschaffungspreis besonders geeignet für Landwirte, Hochschulen und Feldversuche.

Das Hecto Chondrometer ist in Deutschland nicht eichfähig!

### Technische Daten - Lieferumfang

Edelstahl Chondrometer  
Vorlaufkörper  
Abschneidemesser  
Kunststoffbehälter  
Digitalwaage  
Korrekturtabelle für Weizen, Roggen, Gerste und Hafer  
Tragekoffer (425x340x115 mm)  
Gewicht (m. Koffer): 4,5 kg

Bestell-Nr.  
1745 1000 Hecto-System  
1745 1001 dto. ohne Waage

### Haben Sie weitere Fragen zu Hecto?

» [Anfrage senden](#)

#### Ähnliche Produkte

- ▶ [Getreideprober Bauart 1938](#)



Der Tragekoffer mit dem kompletten Zubehör



Probe in den Vorlaufkörper füllen und ein konstantes Volumen abschneiden.



Chondrometer wiegen und entsprechendes Hektolitergewicht in der Tabelle ablesen

